



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMDELSVERKETS FÖRESKRIFTER
2003:11.

REAL[®] 9600 PLUS EL

avlastning för höft, knä och fotled





⊕ REAL® 9600 PLUS EL

SPECIFIKATION

- Sitthöjdsreglaget under armstöd
- Vevreglerad sitstilt
- Låg rygg (alt. hög rygg)
- Standard ryggmekanism (alt. medic)
- PLUS-stativ 43 cm
- XL-hjul 100 mm (alt. SL-, BXL-hjul 100 mm)
- Sitthöjd 9600 EL, 54-82 cm (alt.låg 57-75 cm)
- Sadelsits ErgoMedic 40x36 cm (alt. 36x36 cm)
- Sadelsits ErgoMedic 40x36 cm (alt. 36x36 cm)
- Ryggplatta ErgoMedic 33x26 cm (alt. 33x36 cm, 40x20 cm)
- Ryggplatta ErgoMedic PLUS 35x20 cm (tillval)
- Armstöd standard: 35 cm (alt. 30, 25 cm)
- Bromsspak standard: 45 cm (alt. 35 cm)
- Klädsel: plysch, konstläder
- Elbroms till 9600 EL (tillval)

Avlastning för höft, knä och fotled

När musklerna är försvagade är man i behov av en stol som ger bra avlastning – REAL 9600 PLUS EL är en arbetsstol vid stående arbete och har vad som krävs.

Stora krav på funktion och kvalitet ställs på en arbetsstol när musklerna är försvagade.

Stolen ska vara bekväm och ge en ergonomiskt riktig sittställning; den ska ha lättrullade hjul för enkel förflyttning samt en tillförlitlig broms som gör att stolen står stadigt när man reglerar den. Samtidigt ska stolens funktioner vara enkla att ställa in.

Kort sagt – stolen ska fungera i alla situationer.

Anpassad för muskelsvaga personer

REAL 9600 PLUS EL är klassad som arbetsstol. Den är speciellt anpassad för muskelsvaga personer som behöver avlasta höft, knä eller fotled vid stående/sittande arbete i hemmet eller på arbetet. Stolen, som är utrustad med PLUS-stativ, gör arbete i till exempel köksmiljö enklare då brukaren enkelt kan nå högt upp.

REAL 9600 PLUS EL tillverkas vid egna anläggningar i Halmstad och på Lidingö.