

# Spak under sits

REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 803184  
Ändrad: 1701  
Giltig från: 0706

## Artikel

Sitthöjdsreglage u sits f Vs 9000 Vuxen PLUS Hö/Vä ställbar  
Sitthöjdsreglage u sits f Vf 9000 Vuxen PLUS Hö/Vä ställbar

## Art.nr.

802908  
802974

## Nödvändiga verktyg

5 mm insexnyckel (Mercadonyckeln)  
13 mm ringnyckel

800897

## Utförande

Justera spaken med T-Nyckel 5 mm(1) och 13 mm ringnyckel. Skruva upp (2). Välj önskat läge och drag åt.

