



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMDELSVERKETS FÖRESKRIFTER
2003:11.

REAL 9500/9600 EL

avlastning för höft, knä och fotled



REAL 9500/9600 EL
finns nu även med
PLUS-stativ 43 cm
(OBS! ej standard)



SPECIFIKATION

- Sitthöjdsreglaget under armstöd
- Vevreglerad sitstilt
- Låg rygg (alt. hög rygg)
- Standard ryggmekanism (alt. medic)
- H-stativ (alt. PLUS-stativ 43 cm)
- XL-hjul 100 mm (alt. SL-, BXL-hjul 100 mm)
- Sitthöjd 9500, 50-70 cm (alt. låg 45-65 cm)
- Sitthöjd 9600 EL, 54-82 cm (alt. låg 47-75 cm)
- Sadelsets ErgoMedic 40x36 cm (alt. 36x36 cm)
- Sadelsets ErgoMedic 40x36 cm (alt. 36x36 cm)
- Ryggplatta ErgoMedic 33x26 cm (alt. 33x36 cm, 40x20 cm)
- Ryggplatta ErgoMedic PLUS 35x20 cm (tillval)
- Elbroms till 9600 EL
- Armstöd standard: 35 cm (alt. 30, 25 cm)
- Bromsspak standard: 45 cm (alt. 35 cm)
- Klädsel: plysch, konstläder

AVLASTNING FÖR HÖFT, KNÄ OCH FOTLED

När musklerna är försvagade är man i behov av en stol som ger bra avlastning. REAL 9500/9600 EL är en arbetsstol vid stående arbete och har vad som krävs.

Stora krav på funktion och kvalitet ställs på en arbetsstol när musklerna är försvagade. Stolen ska vara bekväm och ge en ergonomiskt riktig sittställning; den ska ha lättrullade hjul för enkel förflyttning samt en tillförlitlig broms som gör att stolen står stadigt när man reglerar den. Samtidigt ska stolens funktioner vara enkla att ställa in. Kort sagt – stolen ska fungera i alla situationer.

ANPASSADE FÖR MUSKELSVAGA PERSONER

REAL 9500/9600 EL är klassade som arbetsstolar.

De är speciellt anpassade för muskelsvaga personer som behöver avlasta höft, knä eller fotled vid stående/sittande arbete i hemmet eller på arbetet. Stolarna är utrustade med H-stativ som är kortat i framkant. Detta gör arbete i till exempel köksmiljö enklare då brukaren kan komma närmare arbetsytorna.

Utöver H-stativet är sadelsits samt förhöjd sitthöjd standard. REAL 9500/9600 EL tillverkas vid egna anläggningar i Halmstad och på Lidingö.



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se