




REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA  
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET  
MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER  
2003:11.

# ⊕ REAL® 9100 PLUS EL COMFORT



## REAL® 9100 PLUS EL COMFORT


- Elektrisk höj-/sänkning med fjärrkontroll (med eller utan sladd)
- Sitthöjd 47-75 cm (alt. 40-60 cm)
- Utan sitstilt (alt. finns)
- Sits ErgoMedic 44x43 cm (alt. finns)
- Elektriskt fällbar ryggplatta
- Ryggplatta ErgoMedic 42x43 cm
- Nackstöd ErgoMedic PLUS 30x8 cm
- Stativ PLUS 43x53 cm med fotbroms (alt. 48x53 cm)
- Hjul 100mm XL (alt. finns)
- Armstöd 35 cm (alt. finns)
- Klädsel konstläder (alt. färger finns)

För **pris och offert** vänligen  
kontakta [kundtjanst@mercado.se](mailto:kundtjanst@mercado.se)

## ***En bra och smidig patientstol förenklar förberedandet inför en Kataraktoperation***

REAL 9100 PLUS EL COMFORT med elektrisk höj-/sänkfunktion av sits samt hög elektriskt fällbar ryggplatta och nackstöd medför att sköterskan snabbt och enkelt kan justera sittställningen för patienten samtidigt som sköterskan erbjuds en bra arbetsställning. Stolens elfunktioner regleras med hjälp av fjärrkontroll med eller utan sladd.


REAL 9100 PLUS EL COMFORT har marknadens smalaste stativ vilket gör att stolen fungerar bra även i mindre utrymmen. Stolens bromsfunktion medför att den står stilla under hela den preoperativa behandlingen. Tack vare de stora lättrullade hjulen kan stolen även enkelt flyttas undan då den inte används.



### **Färgalternativ konstläder**



[31 röd]



[32 brun]



[35 blå]



[36 grå]



[38 svart]

**Önskar ni någon annan färg?  
Kontakta oss!**