



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER
2003:11.

⊕ REAL 8200 PLUS EL MAMMOGRAFI

Avlastning för både patient och personal



Att genomgå en mammografiundersökning kan vara känsloladdat för patienten. Det är därför viktigt att använda utrustning som effektiviserar undersökningen och samtidigt gör den så behaglig som möjligt.

En del patientgrupper har behov av att sitta för att klara av att genomföra hela undersökningen. Det blir även enklare att ta korrekta bilder om patienten har en ergonomiskt bra sittposition. För mer tidskrävande kliniska undersökningar bör patienten sitta bekvämt och avslappnat.

REAL 8200 PLUS EL MAMMOGRAFI är en undersökningsstol som erbjuder patienten ett avlastande sittande och samtidigt främjar arbetsmiljön för personalen. Den gör även undersökningen snabbare och mer kostnadseffektiv. Stolen är utprovad i verklig miljö, i samarbete med våra kunder och den tillverkas i egen regi i Sverige.

Stativ med fotbroms och 1/4 uppfällbar fotring.



Manöverdosa med sladd och körbygel.

⊕ REAL 8200 PLUS EL MAMMOGRAFI 24V 1G

Bekväm och avlastande för patienten

- ErgoMedic sittsystem
- Hög ryggplatta för extra stöd
- Mjukstoppade, justerbara armstöd
- Uppfällbart fotstöd
- Gedigen design

...och arbetsmiljövänlig för personalen

- Elektriska funktioner för enkel inställning
- 28 cm höjdjustering (47-75 cm)
- Stora, lätttrullade hjul
- Körbygel
- Fotbromspedal
- Hygienisk klädsel
- Underhållsfri
- Effektiviserar undersökningen



NORMALLÄGE



ELEKTRISK SITSTILT



ELEKTRISK RYGGTILT

REAL 8200 PLUS EL Standard/Screening Mammografi



SPECIFIKATION*:

Sits ErgoMedic 44x43 cm Konstläder Lavendel
Utan sitstilt
Hög rygg ErgoMedic 40x34 cm Konstläder Lavendel
Ryggmekanism fast för hög rygg med körbygel
Armstödsplattor 25 cm Konstläder Svart (alt. 30 cm)
Hög sitthöjd ellyftomat 45-73 cm (alt. låg 37-53 cm)
Elreglage i extern dosa med sladd
Stativ PLUS klinik vit 48x53 cm med fotbroms
Hjul 100 mm XL (alt. 100 mm SL extra lätttrullat f. hårt golv)
Handbromsspak 35 cm
¼ fotring uppfällbar

Artnr: 82100901PF

REAL 8200 PLUS EL Avancerad/Klinisk Mammografi



SPECIFIKATION*:

Sits ErgoMedic 44x43 cm Konstläder Lavendel
Elreglerad sitstilt 15° framåt/15° bakåt
Extra hög rygg ErgoMedic 42x43 cm Konstläder Lavendel
Elreglerad ryggmekanism för hög rygg med körbygel
Armstödsplattor 25 cm Konstläder Svart (alt. 30 cm)
Hög sitthöjd ellyftomat 47-75 cm (alt. låg 42-62 cm)
Elreglage i extern dosa med sladd
Stativ PLUS klinik vit 48x53 cm med fotbroms
Hjul 100 mm XL (alt. 100 mm SL extra lätttrullat f. hårt golv)
Handbromsspak 35 cm
Nackstöd ErgoMedic PLUS 30x8 cm Konstläder Lavendel
¼ fotring uppfällbar

Artnr: 82100902PF

**Båda modellernas konfiguration går att anpassa för olika klinikers behov.*

Kontakta Mercado

HUVUDKONTORET

Besöksadress:

Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö

Postadress:

Box 1074, 181 22 Lidingö

Växeln är öppen mån-fre 08.00-16.30

Tel: 08-555 143 00

Fax: 08-555 143 99

E-post: info@mercado.se, order@mercado.se

SERVICE OCH TEKNISK SUPPORT

Magnus Bergdahl och Fredrik Karlsson

Box 1074, 181 22 Lidingö

Service har telefontid mån-fre

08.00-12.00 samt 13.00-16.00

Tel: 08-555 143 08

Fax: 08-555 143 99

Mobil: 070-550 63 98, 070-894 63 68

E-post: service@mercado.se



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se