

VALFRIHET

Tillval och tillbehör till REAL 9000 modeller & REAL 6100





TILLVAL/TILLBEHÖR

På en systemstol ställs höga krav. Den måste vara bekväm och säker att sitta i, samtidigt som den är enkel att förflytta sig med. För att kunna anpassa stolen till varje enskild brukare måste det även finnas ett brett och väl genomtänkt sortiment av tillval och tillbehör. REAL 9000 är en systemstol, moduluppbyggd för enkel individuell anpassning. Genom REAL-stolens många alternativ och tillbehör låter man användarens behov bestämma utförandet.

Valfrihet

En individuellt anpassad stol gör det lättare att leva ett aktivt liv hemma och på arbetsplatsen. Man kan till REAL-stolen välja olika typer av sits- och ryggvinklingar, alternativa sits- och ryggstorlekar, olika hjul, fixlyftomater, el-lyftomater samt en mängd olika tillbehör.

Stativ

För att tillgodose olika behov så finns stativen i flera utföranden. Tex. vårt klinikstolsstativ med inbyggd fotbroms. Stolen går att bromsa utan att man behöver böja sig neråt efter bromsspaken.

H-STATIV ger extra utrymme för fötter och benstöd. Benstöden monteras främst på H-stativ och kan komplementeras med vadvadstöd och knästoppar.

Stativförlängare


En stativförlängare ger stolen ökad stabilitet och förhindrar att den tippas. Väldigt bra tillval om brukaren är spastisk.

Klädsel

Stolen levereras klädd i plysch, konstläder eller vävt mönstrat tyg som finns i olika färger. Det finns även praktiska, maskintvättbara överdrag till alla stoppdetaljer.

Bromsspak

Bromsspakar finns i olika längder och kan placeras på höger eller vänster sida. Reumatikerkryss monteras på bromsspaken. Det förenklar bromsning av stolen för de som finner det svårt att nå broms-spaken i normala fall. Det finns även elbroms.



Nr	Stativ	Art.nr	Nr	Stativförlängare	Art.nr
1	Stativ 9000 X, 100 SL	800860	8	Eldonssats för elbroms X/H-stativ	802732
	100 XL	800859	9	Handbromsspak X-stativ, 25 cm	801006
	100 BSL	801993		35 cm	800986
				45 cm	800994
				55 cm	801002
2	Stativ 9000 H, 100 SL	800865		H-stativ, 25 cm	801007
	100 XL	800864		35 cm	800987
	100 BSL	802176		45 cm	800995
				55 cm	801003
3	Stativ 9000 X "klinik" m inbyggd fotbroms		9	Stor kula till handbromsspak	801625
	100 SL	801829	9	Reumatikerkryss	800785
	100 XL	801828			
4	Stativ 9000 H fyrpunktsbromsat		Nr	Fotringar till stativ 9000 X	Art.nr
	100 SL	801779	10	Fotring 1/4, avtagbar	800798
	100 XL	801778			
	Stativ 9000 X fyrpunktsbromsat		11	Fotring 1/4, uppfällbar	800797
	100 SL	800867			
	100 XL	800866	12	Fotring 1/8, med fotplatta, Hö	800799
5	Stativ 9000 H vårdarmanövrerat	802295		Vä	800800
Nr	Bromsar	Art.nr	Nr	Stativförlängare	Art.nr
6	Elbroms monterad på X-stativ		13	Stativförlängare X-stativ Par	800821
7	Reläkort för broms	802728		H-stativ Par	800822



14



15



16

FÖR INDIVIDUELL ANPASSNING

Hjul

XL-HJULET 100 mm är standard och används främst för linoleum och mellanhårda golv.

SL-HJULET är mycket lätttrullat och har dubbla kullager. Det fungerar bäst på hårda golv som tex. parkett och betonggolv.

BSL-HJULET är ett SL-HJUL med en bredare hjulbana.

125- OCH 150 MM HJULEN är bra vid förflyttning över trösklar och trall mm.

Adapter

Adapter finns till rullstolsbenstöden: Cross, Adapt, Spinner och Orthopedia. De monteras på armstödet breddjusteringsbåge.

Benstöd Medic

Benstöd i form av hel eller delad fotplatta finns i fyra storlekar: S, M, L och XL. De är ställbara i höjd-, vinkel- och djupled. Fotplattornas mått är desamma på S-XL. Även fotplattan kan ställas i vinkel.

Även mittmonterat benstöd "Mobil" finns för vuxen och barn. Benstöden monteras främst på H-stativ och kan kompletteras med vadstöd och knästoppar.

Benstöden monteras i ett benstödsfäste (fyrkantör) under sitsen.

Knästoppar

Knästoppar monteras på Medic benstöd. De är utfällbara och justerbara i höjd- och djupled.



● Tillbehöret passar även till REAL 6100

Nr	Knästoppar (par, monteras på benstöd)	Art.nr
14	Knästopp monterad på Benstöd Medic helt	
15	Knästoppskudde, svart konstläder	284380
16	Knästoppsmekanism Par	800828

Nr	Adaptrar för rullstolsbenstöd	Art.nr
17	Adapter för rullstolsbenstöd Cross, Hö Vä Par	801237 801236 801600
18	Adapter för rullstolsbenstöd Ortopedia, Hö Vä Par	800788 800789 800787
19	Adapter för rullstolsbenstöd Comfort, Hö Vä Par	802076 802075 802091
20	Adapter för rullstolsbenstöd Spinner, Hö Vä Par	800791 800792 800790

Nr	Benstöd Medic	Art.nr
21	Benstöd Medic delat S (18-24 cm) M (23-32 cm) L (28-41 cm) XL (38-51 cm)	800804 800805 800808 800811

21	Benstöd Medic helt S (18-24 cm) M (23-32 cm) L (28-41 cm) XL (38-51 cm)	800814 800815 800816 800817
----	--	--------------------------------------

22	Vadstödsmechanism för Medic benstöd Tillhörande vadstöds-kudde	802214 284381
----	---	------------------

Nr	Övriga benstöd	Art.nr
23	Benstöd mobil 6100 L, 37-53 cm Benstöd mobil 6100 S, 30-38 cm	600106 600254
24	Benstöd "Mobil" m vadstöd och hälkåpor	999008
25	Benstöd "Comfort" EL Hö Vä	802437 802436
	Fäste för benstöd "Comfort" EL	802979

Nr	Hjul	Art.nr
26	Standardhjul, XL 100mm	801213
27	Extra lätttrullat länkhjul, SL 100 mm	801144
28	Extra brett lätttrullat länkhjul, BSL 100 mm	802697
29	Länkhjul 125 mm	800904
30	Länkhjul 150 mm	800905



SITTPLATTOR & SITSVINKLINGAR

Sittplattor

ERGOMEDIC sitsen är framtagen för optimal sittkomfort, då den är utformad lite högre under låren än under stjärten. Sitsens form fördelar trycket väl och förhindrar att man kanar fram, även då sitsen vinklas framåt. ERGOMEDIC PLUS-sitsen har mycket form, kombinerad med rätt mjukhet, just för att stabiliteten och komforten skall vara optimal. Även denna sits är utformad så att den är högre under låren än stjärten. Den högre rundade formen på varje sida om låren stabiliserar både bäckenet och benen.

COXITSITS är delad med individuellt reglerbara klaffar. Den används främst vid lindring-/rehabilitering av ortopediska skador i höft och lårben.

ERGOMEDIC SLOWRECOVERY är tillverkad av två olika material. Det översta så kallade Slow recovery materialet formar sig och ger en bra tryckfördelning och ökad sittkomfort.

Sits träplatta ska användas vid ingjutning eller eftermontering av sittskal. Sits med antiglid rekommenderas vid användning av olika individuellt anpassade sittdynor.

Sits med hygienväv bör användas av brukare med inkontinensproblem. Komplettera med överdrag i plysch.

Sitsvinkling


Mercados gasfjäder och elreglerade vinklingar kan placeras på fler platser än under sits eller armstöd. När sitsen vinklas följer även ryggplattan med som stöd. Kontakta Mercado för fler alternativ som passar dina eller din brukares behov.

VEVREGLERAD SITSVINKLING regleras av personalen med vev som kan låsas i fasta lägen. Är ett bra alternativ då gasfjäderreglerad sitsvinkling inte fungerar. Passar bra till ortopedkliniker där patienten ska sitta i ett visst gradantal, eller i skolmiljö till barn som behöver sitta aktivt.

GASFJÄDERREGLERAD SITSVINKLING UNDER SITS gör att brukaren kan själv justera sitsvinklingen mellan aktivt och passivt sittande.

Då den GASFJÄDERREGLERADE SITSVINKLINGEN sitter under armstödet KAN brukaren enkelt justera sitsvinklingen mellan passivt och aktivt sittande. Förenklar även uppresning då sitsen är i framåtvinklat läge.

ELREGLERAD SITSVINKLING UNDER ARMSTÖD är mycket lättåtkomlig för brukaren och är lätt att ställa i fasta lägen. Bra alternativ för brukare som ej själva kan justera sin tyngdpunkt.



● Tillvalet passar även till REAL 6100

Nr	Sittplattor	Art.nr
31	Samling sittplattor	
32	Sits träplatta	15090x
33	Sits med antiglid	15061x
34	Sits ErgoMedic med hygienväv	15060x

Kontakta Mercado, eller se broschyren 'Sittsystem' för mer information om sittplattor.

Nr	Sitsvinkling	Art.nr
35	Gasfjäderreglerad sitsvinkling, reglage under armstöd	802767
36	Förberedd för sitsvinkling	802236
37	Elreglerad sitsvinkling, reglage under armstöd	
38	Eldonssats för sitsvinkel	802730
39	Reläkortssats för sittvinkel	802724
40	Vevreglerad sitsvinkling under sits Komplett sats för vevreglerad sitsvinkling	800829

Se Mercados broschyr 'Styrka och Funktion' för mer information om den elreglerade sitsvinklingen.

FÖRKLARING TILL ARTIKELNUMRETS
UPPBYGGNAD FÖR STOPPDETALJER

Art.nr: 150460.
"Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"

Siffror 1 = Typ av stoppningsartikel
Siffror 2-3 = Sittsystem
Siffror 4 = Material
Siffror 5 = Färg
Siffror 6 = Storlek



41

RYGGPLATTOR & RYGGMEKANISMER

Ryggplattor

ERGOMEDIC ryggen höga formgivning och vinkling har förändrats för att ge mer plats åt bäcken och dess mjukdelar. Ryggplattans nederkant är lätt U-formad och mjukare än tidigare.

ERGOMEDIC PLUS ryggen finns i ett antal varianter. Ett högre ryggstöd som har mer form runt bäcken och brösttryggen. Högt upp i mitten, mellan skulderbladen, finns ett extra mjukt stöd inbyggt för att man skall kunna sitta uppsträckt och stabilt mot ryggstödet samtidigt som man har skuldrorna fria. Det höga ryggstödet finns även med extra sidokilar.

Ett lägre ryggstöd med samma formgivning som det högre, men som främst fokuserar på bäcken och ländrygg.

Kontakta Mercado eller se broschyren 'Sittsystem' för mer information.

Ryggmekanism

MEDIC RYGGMEKANISM ger möjlighet att utöka sitsdjupet på ett mer effektivt sätt än med standard ryggmekanism. Det behövs t.ex. om brukaren är kraftigt kufotisk.

För att få upp huvudet justeras ryggen bakåt och ryggplattan vinklas för att ge bästa möjliga stöd och på så sätt förhindra att överkroppen vill falla framåt. Fördelen med Medic ryggmekanism är att vinkeljusteringen är i nedkant på ryggplattan. Det medför att vinkeljusteringen av ryggplattan inte inskränker på sitsdjupet och dessutom ger ett stöd i ryggen. Det centrerar automatiskt brukaren i sidled p.g.a. att stödet i ryggen fördelas på hela ryggens bredd i underkant.

COMFORT RYGGMEKANISM kan justeras i höjd, djup och vinkel med hjälp av gasfjäderreglage. Ryggen blir fjädrande mjuk och brukaren kan själv förändra sitt sitsdjup sittandes i stolen.

LÅG RYGG är en ergonomiskt rätt formad ryggplatta som ger ett bra stöd åt svanken och tar upp rundningen i korsryggen. De låga ryggarna lämnar god rörelsefrihet för överkroppen.

HÖG RYGG ger ännu mer stöd och stadga speciellt uppåt utan att vara för hög och hindra överkroppens samt skuldrornas rörelser. Våra höga ryggar kan även fås med utbyggt svankstöd.



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51

● Tillvalet passar även till REAL 6100

Nr Ryggplattor

41 Blandade ryggplattor

Kontakta Mercado, eller se broschyren 'Sittsystem' för mer information om ryggplattor.

Nr Ryggmekanismer

Nr	Ryggmekanismer	Art.nr
42	Standard ryggmekanism, Låg rygg	801748
43	Standard ryggmekanism, Hög rygg	801747
44	Medic ryggmekanism, Låg rygg 112 S	801930
	L	801739
	XL	801934
	Medic ryggmekanism, Låg rygg 115 S	801929
	L	801738
	XL	801933
45	Medic ryggmekanism, Hög rygg 112 S	801932
	L	801741
	XL	801936
	Medic ryggmekanism, Hög rygg 115 S	801931
	L	801740
	XL	801935

46 Comfort ryggmekanism, Låg rygg, Grund Djup 801743 801745

47 Comfort ryggmekanism, Hög rygg, Grund Djup 801742 801744

48 Elreglerad ryggmekanism mont. m. Låg rygg Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Låg rygg 801265

49 Elreglerad ryggmekanism mont. m. Hög rygg Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Hög rygg 800841

50 Eldonssats för ryggvinkel 802731

51 Reläkortssats för ryggvinkel 802726

Se Mercados broschyr 'Styrka och Funktion' för mer information om den elreglerade ryggmekanismen.



ARMSTÖDSPLATTOR & ARMSTÖD

Armstödsplattor

Armstöden är en mycket viktig del i ERGOMEDIC-systemet, de bidrar till den höga komforten. Dessa har därför utvecklats mer ergonomiskt. Kanterna har fasats av, både på in och utsidan. Detta för att trycket mot underarmarna ska minimeras vid långvarig kontakt. Armstödsplattan är skålad baktill för att armbågen ska ligga stabilt. Framtill är den formad för att ge ett bra grepp vid uppresning och överflyttning.

COMFORTARMSTÖD är ett något bredare armstöd med mjukare stoppning. Det gör det lättare att vila armarna på armstöden.

HEMIPLEGIARMSTÖD passar brukare med delsidesförlamning. Skålningen i armstödsplattan gör det lättare att hålla den förlamade armen på armstödet. Armstödsplattan är roterbar för bästa möjliga positionering.

ERGOMEDIC PLUS armstöden är formade så att armarna får stöd från sidorna vilket medför att överkroppen blir mer avspänd. De är även uppbyggda under handleden för att ge extra avlastning.

Armstödsmekanism


ARMSTÖDSMEKANISM 9000 går att justera i höjdled. Det kan sänkas ner helt, så att förflyttning i sidled möjliggörs för brukaren.

ARMSTÖD HEMIPLEGI 9000 är justerbart i höjdled. Dessa armstöd är dessutom, utan att höjden ändras, svängbara i sidled.

ARMSTÖDSMEKANISM 6100 finns i både vinkelställbart och ej vinkelställbart utförande. Brukaren kan själv justera armstöden i höjd och bredd.

De fällbara armstöden kan även fällas bakåt, vilket möjliggör sidoförflyttning på ett enkelt sätt.

ARMSTÖDSMEKANISM 6100 HEMIPLEGI uppstår då man kompletterar armstödsmekanism 6100 med hemiplegi mekanismen för fällbara armstöd (nr 58). Även i detta fall så ger denna funktion svängrum i sidled.



Nr Armstödsplattor

52 Blandade armstödsplattor

Kontakta Mercado, eller se broschyren 'Sittsystem' för mer information om armstöd.

Nr	Armstödsplattor	Art.nr
53	Armstödsplatta ErgoMedic 25	240382
	30	240381
	35	240380
	40	240383
54	Armstödsplatta Hemiplegi	244382
55	Armstödsplatta Comfort 25	241382
	30	241381
	35	241380
	40	241383
56	Armstöds platta Mobil 25	245382
	30	245381
	35	245380
	40	245383
57	Armstödsplatta ErgoMedic PLUS	
	42 cm Hö	243380
	Vä	243385
	30 cm Hö	243381
	Vä	243386

Vid färgval på stoppdetaljer se www.mercado.se eller kontakta Mercado för mer information.

Nr Armstöd

58 Breddbåge, Hö
Vä

Art.nr

800835
800836

Breddbågen passar till 9000 och Hemiplegi. Komplettera med lämpligt armstöd.


59	Hemiplegi mekanism f fällbara armstöd	Par	802991
		Hö	802989
		Vä	802990
60	Armstöd 9000 25-40 h: 32 cm (till ej vinkelställbart std)		800830
	Armstöd 9000 25-40 h: 38 cm		800831
	Armstöd 9000 25-40 h: 42 cm		800834

För information om armstöd för vajerreglage, kontakta Mercado eller se Mercados hemsida www.mercado.se.

61	Armstöd Hemiplegi h: 32		801271
	h: 38		801272
62	Armstödsmekanism 6100 Vä, ej vinkelställbart		600125
	Armstödsmekanism 6100 Hö, ej vinkelställbart		600126
63	Armstödsmekanism 6100 Vä, vinkelställbart		600169
	Armstödsmekanism 6100 Hö, vinkelställbart		600170
64	Armstöd 9000 med armstödsplatta ErgoMedic		
65	Armstöd Hemiplegi med armstödsplatta Hemiplegi		
66	Armstöd 9000 med armstödsplatta ErgoMedicPLUS		
67	Armstödsmekanism 6100 med armstödsplatta Mobil		



68



69



70

MÅNGA TILLVAL GER ÖKAD FLEXIBILITET

Bålstöd

Bålstöd används för att få ett mer upprätt och aktivt sittande. Mercado har tre typer: Sväng och ställbara, raka och svängda bålstöd.

Höftbälte

Ett bälte som förhindrar brukaren från risken falla ur stolen framåt. Finns i storlek S 51-71 cm, M 68-83 cm och L som har en inställbar längd på 83-103 cm.

Körbygel och körhandtag

Monteras i bakkant på REAL-stolens stativ. Körbygel och körhandtag passar både till X och H-stativ. De är ställbara i höjdlid.

Amputationsstöd

Amputationsstödet monteras med fäste under sitsen. Stödet är utformat för att på det mest bekväma sätt vila det amputerade benet i. Det finns för både höger och vänster ben.

Grenkil

Grenkilar finns i två storlekar, 11 cm och 15 cm. Grenkilmekanismen finns tillgänglig i tre längder, "Barn" 57 mm, "Vuxen" 115 mm och 175 mm.

Bord

En rökfärgad genomskinlig makrolonskiva med sidokanter. Bordet är uppfällbart och kompatibelt med hela REAL 9000 programmet. Det är 60x45 cm i måtten och fästs på höger armstöd.

Bricka

Brickan för avlastning är av trä och har måtten 45 x 30 cm. Den vrids i sidled och kan fästas på valfri sida av stolens armstöd. Även denna är kompatibel med REAL 9000 programmet.



● Tillvalet passar även till REAL 6100

Nr	Bålstöd och tillhörande kuddar	Art.nr
68	Bålstödsmechanism sväng och ställbar	801768
	Tillhörande kudde, st (sväng och ställbar)	801775
69	Bålstödsmechanism rak båge, Par	801772
70	Bålstödsmechanism svängd båge, Par	801674
	Kudde, st (grå plysch)	280460
Nr	Grenkil (11 och 15 cm)	Art.nr
71	Grenkils kudde (svart konstläder) 11 cm	286380
	15 cm	286381
72	Grenkilsfäste 57 mm klp	801843
	115 mm kpl	801844
	175 mm kpl	801845
Nr	Bord	Art.nr
73	Bord rökfärgat 60x45 cm	802754
74	Bricka m fäste 45x30 cm	802122
Nr	Körbygel och körhandtag	Art.nr
75	Körbygel X/H-stativ	802756
76	Körhandtag universal X/H-stativ	802757

Nr	Höftbälte	Art.nr
77	Höftbälte inkl. fästen och skruvar	
	S (51-71 cm)	802296
	M (68-83 cm)	802297
	L (83-103 cm)	802298
	Höftbälte utan fäste	
	S (51-71 cm)	800952
	M (68-83 cm)	800953
	L (83-103 cm)	800954
	Fäste till höftbälte, Par	800878
Nr	Amputationsstöd	Art.nr
78	Amputationstödsmechanism	800827
	Fäste	800786
	Amputationstöds kudde (grå plysch)	274460

Vid färgval på stoppdetaljer se www.mercado.se eller kontakta Mercado för mer information.



STOPPDETALJER & ELEKTRISKA REGLAGE

Nackstöd

Nackstöd ger stöd åt huvudet för att få rätt sittställning samt ger avlastning för nacke/rygg vid dålig bålkontroll. Det kan enkelt justeras för optimal inställning. Finns med plan-, skålad- och ErgoMedic PLUS kudde.

Sidostöd

Sidostöd ger brukaren hjälp att bibehålla stabilitet och position. Används även som lårstöd varvid fötterna får bättre stöd på fotplattor alternativt golv och man undviker att benen glider isär. Kan ställas i höjd och bredd alternativt vändas bak och fram. Finns i tre storlekar. S, M och L.

Överdrag

Överdragen skyddar klädseln från smuts och damm, samtidigt som det förlänger livslängden på stolens klädsel. Inkontinensöverdrag är en snabb och enkel lösning om man vill skydda sisten mot väta. Överdrag i olika färger finns till alla stoppdetaljer.

Vid val av överdrag se www.mercado.se eller kontakta Mercado för mer information.

Sitthöjning/sittfällning

Kan placeras under armstöd, på ryggen i reglage med lös dosa eller regleras via en joystick. Fjärrkontroll passar utmärkt för klinikbruk.

Elektrisk broms

Denna broms förenklar bromsning för de som har problem med den manuella bromsspaken. Den är utformad som en röd knapp och sitter på utsidan av den elektriska höj-/sänkfunktionen under ena armstödet. Ett enda knapptryck sköter om hela bromsningsproceduren.



● Tillbehöret passar även till REAL 6100

Nr Stoppdetaljer

79 Överdrag finns till alla stoppdetaljer

Se www.mercado.se el kontakta Mercado för mer info om överdrag till stoppdetaljer.

Nr Nackstöd


Nr	Nackstöd	Art.nr
80	Nackstöds kudde plan, 29x16 cm	270460
81	Nackstöds kudde skålad, 31x18 cm	271460
82	Nackstöds kudde ErgoMedic PLUS 30x23 cm	270465
83	Nackstöds mekanism universal S (h 28 cm)	800824
	M (h 38 cm)	800775
	L (h 48 cm)	802768

Nr Sidostöd

Nr	Sidostöd	Art.nr
84	Sidstöds mekanism	800823
85	Sidstöds kudde, XS (15x8)	276463
	S (28x8 cm)	276462
	M (25x14 cm)	276461
	L (30x16 cm)	276460

Nr Eldetaljer

Nr	Eldetaljer	Art.nr
86	Elreglage i lös dosa 1 funktion	802739
87	Elreglage i lös dosa 4 funktion	802740
88	Fjärrkontroller, multi (2-4 funktion) upp/ner (1-funktion)	801808 801806
89	Joystick för El-stol m bromsknapp, 2-funkt. 3-funkt.	802742 802743
90	Laddbox, 1-funktion 4-funktion	802212 802213
91	Elreglage monterad under armstöd Manöverbox f upp/ner+ladd m kablage för reläkort	802721
92	Fotkontakt för El höjning/sänkning	802688
93	Batteriladdare till El-stol	802289



FÖRKLARING TILL ARTIKELNUMRETS UPPBYGGNAD
Art.nr: 150460. = "Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"

Siffr 1 = Typ av stoppningsartikel (1 = sits, 2 = ryggplatta etc.).
 Siffr 2-3 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS, etc.).
 Siffr 4 = Material (plysch, konstläder etc).
 Siffr 5 = Färg.
 Siffr 6 = Storlek.

KLÄDSLAR

Plysch

41 Vínröd 42 Brun 43 Grön 44 Marin 45 REAL-blå 46 Grå 48 Svart

Konstläder

31 Röd 32 Brun 35 Blå 36 Grå 38 Svart

Väv mönstrad Vuxen

71 Röd 75 Blå 78 Svart

Väv mönstrad Barn

81 Röd 85 Blå 89 Gul

Alternativ klädsel

60 Hygienväv 96 ESD antistat

Överdragsklädsel

66 Inkontinensöverdrag grå plastad frotté 73 Barn/Gul bomull 74 Barn/Blå bomull

Överdrag går att få till samtliga av Mercado Medics stoppdetaljer, gå in på www.mercado.se eller kontakta oss för mer information.



Mercado Medic AB
 Box 1074
 181 22 Lidingö

Telefon & Fax
 Tel 08 555 143 00
 Fax 08 555 143 99

Email & Internet
 Email info@mercado.se
 Internet www.mercado.se