



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER
2003:11.

TILLBEHÖR

tillval / tillbehör till REAL 9200 TWIN



SE MER I VÅR WEBGUIDE/SHOP!
[SHOP.MERCADO.SE](https://shop.mercado.se)

TILLVAL / TILLBEHÖR

ARMSTÖDSPLATTOR

Armstöden är en viktig del i TWIN-systemet. De bidrar till den höga komforten. Armstödsplattan är skålad baktill för att armbågen ska ligga stabilt. Framtill är den formad för att ge ett bra grepp vid uppresning och överflyttning. Armstöden är höj-/sänk-, bredd- och fällbara.

BROMSSPAKAR

Bromsspakar finns i olika längder och kan placeras på höger eller vänster sida. Det finns även elbroms.

FOTRING

Fotringen fungerar som ett stöd för fötterna då avlastning behövs. Den är enkel att fälla upp eller ned efter behov, exempelvis vid förflyttning då man behöver utrymme för fötterna.

STATIVFÖRLÄNGARE

En stativförlängare ger stolen ökad stabilitet och förhindrar att den tippar. Monteras fram- eller baktill

HJUL

XL-hjulet 100 mm är standard och används främst för lino- leum och mellanhårda golv. SL-hjulet är mycket lätttrullat och har dubbla kullager. Det fungerar bäst på hårda golv som till exempel parkett- och betonggolv. BXL-hjulet är ett XL-hjul med en bredare hjulbana.

NACKSTÖD

Nackstöd ger stöd åt huvudet för att få rätt sittställning samt ger avlastning för nacke/rygg vid nedsatt bålkontroll. Det kan enkelt justeras för optimal inställning. Finns med plan-, skålad- och ergomedic plus-kudde.

ELEKTRISK BROMS FÖR TWIN EL

Elbromsen förenklar bromsning för de som har problem med den manuella bromsspaken.

Den är utformad som en röd knapp och sitter på utsidan av den elektriska höj-/sänkfunktionen under ena armstödet. Ett enda knapptryck sköter om hela bromsningsproceduren.

ALTERNATIVA SITSAR

Sitsar finns i bredd 52, 62 och 72 cm och djup 40, 45 samt 50 cm. Sits med antiglid rekommenderas vid användning av olika externa sittdynor med avlastande material.

Sits med hygienväv bör användas av brukare med inkontinensproblem. Komplettera med överdrag i plysch.



ÖVERDRAG


Överdragen skyddar klädseln från smuts och damm, samtidigt som det förlänger livslängden på stolens klädsel. Inkontinensöverdrag är en snabb och enkel lösning om man vill skydda sisten mot väta.

Överdrag i olika färger finns till alla stoppdetaljer.

NR	BENÄMNING	ART.NR	NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Armstödsplatta Mobil f fällbart armstöd		5	Handkontroll m sladd	
	25 cm	AR301038		1-funktion upp/ned m kontakt f reläkort	802739
	30 cm	AR302038		4-funktion multi m kontakt f reläkort	802740
	35 cm	AR303038		Laddbox 1-funktion	803029
1	Armstödsplatta ErgoMedic f fällbart armstöd			Laddbox 4-funktion	803030
	25 cm	AR151038	6	Hjul (komplett inklusive bygel)	
	30 cm	AR152038		Länkhjul XL 100 mm	801213
	35 cm	AR153038		Extra lätttrullat länkhjul SL 100 mm	801144
1	Armstödsplatta Extra Soft			Extra brett lätttrullat länkhjul BXL 100 mm	803162
	25 cm	AR511038	7	Eldonssats Elbroms f 9200	
	30 cm	AR512038		inkl Manbox m tunga	804201
	35 cm	AR513038	8	Nackstöd mekanism	
2	Stor kula 50 mm till handbromsspak	LB1010		f Twin rygg u stoppdetalj	NS40
2	Liten kula Röd 35 mm	LB1020	9	Nackstöds kudde	
2	Liten kula gummi Svart 40 mm	LB1040		Plan 29x16 cm	NS10xx*
2	Reumatikerkruss	RC1010		ErgoMedic PLUS 30x23 cm	NS20xx*
2	Bromsspak m ögla	BD1110		Skålad 31x18 cm	NS30xx*
2	Handbromsspak för X-stativ			ErgoMedic PLUS 30x8 cm	NS40xx*
	25 cm	BD2020	10	Adapter benstöd, Cross	
	35 cm	BD2010		Höger+Vänster	AD4010
	45 cm	BD2030		Höger	AD4011
	55 cm	BD2040		Vänster	AD4012
3	Fotring 1/4 uppfällbar 9200		11	Sittplatta	
	f stativförlängare framåt	802045		Träplatta f Twin	ST40xx90**
4	Stativförlängare för X-stativ			Träplatta antiglid f Twin	ST40xx61**
	Stativförlängare framåt, par	BEX30			
	Stativförlängare bakåt, par	BEX40			

*xx står för klädsel **xx står för sittplattans storlek, se fullständig beskrivning av artikelnummer på broschyrens baksida.





Förklaring till stoppdetaljers ARTIKELNUMMER

Art.nr: ST101546 = "Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"

Siffror 1-2 = Typ av stoppningsartikel (ST=sits, BR=ryggplatta etc.)

Siffror 3-4 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)

Siffror 5-6 = Storlek

Siffror 7 = Material (plysch, konstläder etc.)

Siffror 8 = Färg

Klädslar

Plysch

41 Vinröd 44 Marin 45 REAL-blå 46 Grå 48 Svart

Konstläder

31 Röd 32 Brun 35 Blå 36 Grå 38 Svart

Väv mönstrad Vuxen

75 Blå

Alternativ klädsel

60 Hygienväv 95 Utan klädsel

Överdragsklädsel

66 Inkontinensöverdrag Grå plastad plysch

Överdrag går att få till samtliga av Mercado Medics stoppdetaljer, gå in på www.mercado.se eller kontakta oss för mer information.



Mercado Medic AB
Tryffelslangan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se