



DIE REAL-STÜHLE HABEN DIE CE-KENNZEICHNUNG
GEMÄSS DEN SCHWEDISCHEN VORSCHRIFTEN FÜR
MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE LVFS 2003:11.

TISCH SCRIBA

macht Inklusion kinderleicht



[Der abgebildete Tisch ist mit Zusatzoptionen versehen.]



Die Höheneinstellung lässt sich stufenlos über eine leicht zu bedienende Kurbel vornehmen.

Ein Tischmodulsystem mit vielen Möglichkeiten

Der Mercado Kindertherapietisch SCRIBA wurde für aktives Lernen und Spielen entwickelt. Der Tisch kann dank der vielen Optionen (Ausparung für den Bauch und stufenlose Verstellmöglichkeiten mit großer Reichweite) individuell an Ihr Kind angepasst und eingestellt werden.

Die robuste Konstruktion des Tisches garantiert eine lange Lebensdauer. Dieser Tisch eignet sich besonders gut für die Verwendung mit den Mercado REAL Kinderstühlen. Sowohl der Tisch als auch die Stühle lassen sich ideal in das übrige vorhandene Schulmobiliar integrieren.

Höhenverstellbar zwischen 46 - 75 cm oder 61 - 106 cm.

Mit einer Winkelverstellung +4 cm

Mit Rollen + 6 cm

Der Tisch Scriba ist mit folgenden Tischplatten und Optionen erhältlich:



Tischplatte ohne Winkelverstellung

- 75 x 60 cm mit Aussparung mittig
- 100 x 60 cm mit Aussparung links, rechts oder mittig



Geteilte Tischplatte, eine Seite winkelverstellbar

- 100 x 60 cm
- rechte oder linke Seite winkelverstellbar mit Aussparung
- optional Schubladenmodul rechts oder links



Tischplatte mit Winkelverstellung

- 75 x 60 cm mit Aussparung mittig



Geteilte Tischplatte, hintere Fläche an einer Seite winkelverstellbar

- 100 x 60 cm
- rechte oder linke Seite winkelverstellbar mit Aussparung



Geteilte Tischplatte, hintere Fläche winkelverstellbar

- 75 x 60 cm mit Aussparung mittig

Optional lieferbar

- Tischplatte magnetisch
- Lineal, magnetisch
- Schubladenmodul mit 3 Schubladen (Nur bei der 100 x 60 cm Tischplatte) links oder rechts montiert
- Rollen unter dem Tisch
- Zwei Magnete



Tisch Scriba

