




MANÖVERBOX LINX REM500


Remote LiNX REM500






- A** 805052 Manöverbox LiNX REM500 kpl inkl fäste f REAL 6100 PLUS
Remote LiNX REM500 cpl incl bracket f REAL 6100 PLUS
- B** BOX2030 Manöverbox LiNX REM500 f REAL 6100 PLUS
Remote LiNX REM500 f REAL 6100 PLUS







Skötselråd

Produkten bör torkas av och hållas ren från damm och smuts. Vi godkänner rengöringsmedel från 7 upp till max 12 på pH-skalan (koncentrerat).

Destruction

- Ⓐ Sorteras som metall
- Ⓑ Sorteras som elektronik

Care instructions

The product should be dried and kept clean from dust and dirt. We accept cleaning agents from 7 up to a maximum of 12 on the pH scale (concentrated).

Destruction

- Ⓐ Sorted as metal
- Ⓑ Sorted as electronics