



UPPRESNINGSSTOPP FÖR BATTERIKÅPA PÅ REAL® 6100 PLUS

Raising protection for battery cover on
REAL® 6100 PLUS







Ⓐ 805073



Uppresningsstopp för batterikåpa kpl REAL 6100 PLUS


Raising protection for battery cover Cpl REAL 6100 PLUS




4 x Ø 3.5 mm







**Skötselråd**

Produkten bör torkas av och hållas ren från damm och smuts. Vi godkänner rengöringsmedel från 7 upp till max 12 på pH-skalan (koncentrerat).

Destruktion

Ⓐ Sorteras som metall

Care instructions

The product should be kept clean from dust and dirt. We accept cleaning agents from 7 up to a maximum of 12 on the pH scale (concentrated).

Destruction

Ⓐ Sorted as metal