



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER
2003:11.

För patienter upp till 275 kg

Elektrisk undersökningsstol tillverkad i egen regi i Sverige



Stabil och effektiv

REAL 9200 TWIN EL är en undersökningsstol konstruerad för patientvikt upp till 275 kg. Den är stabil och effektiv. Den höga ryggplattan bidrar till god stabilitet och sittposition. Patientstolen offereras i sittbredd 52-72 cm, reglerbart sittdjup, fällbara armstöd, handkontroll med eller utan sladd, lättrullade hjul, avtorkbar klädsel (samt tillval el-bromsfunktion och fotring).

För **pris och offert**
vänligen kontakta
kundtjanst@mercado.se



**MERCADO
MEDIC**

JUSTERBAR SITTHÖJD
med intervallet 20 alt. 28 cm

ELBROMS



Handkontroll

Med en handkontroll, antingen med eller utan sladd, går det att justera stolens el-funktioner på distans. Den med sladd fästes vid armstödet, alternativt på baksidan av ryggplatta.

Fällbara armstöd

De avlastande armstöden är höjd och breddjusterbara och kan enkelt fällas undan vid behov.

Elbroms

Med elbroms, i stället för bromsspak, förenklas bromsmomentet och stativet blir mindre skrymmande.



REAL 9200 TWIN EL GÅR ATT BESTÄLLA MED KONSTLÄDER I OLIKA FÄRGER



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se