



SITTKRYSSBYTE REAL[®]


9200 TWIN MANUELL


Seat frame change REAL[®] 9200 TWIN manual








- Ⓐ 801873 Sittkryss 9200 Twin Br52-61 12V
Seatframe 9200 Twin w52-61 12V
- 801434 Sittkryss 9200 Twin Br62-71 12V
Seatframe 9200 Twin w62-71 12V
- 801874 Sittkryss 9200 Twin Br72-81 12V
Seatframe 9200 Twin w72-81 12V












**Skötselråd**

Produkten bör torkas av och hållas ren från damm och smuts. Vi godkänner rengöringsmedel från 7 upp till max 12 på pH-skalan (koncentrerat).

Destruction

Ⓐ Sorteras som metall

Care instructions

The product should be dried and kept clean from dust and dirt. We accept cleaning agents from 7 up to a maximum of 12 on the pH scale (concentrated).

Destruction

Ⓐ Sorted as metal