

REAL 6100 PLUS BARN/UNG



Doc.nr: 805055 Created: 190901 Updated: - Rev: 00

1 (3)

Orderformulär - ditt stöd vid utprovning, offert och beställning

Använd *Adobe Acrobat Reader* för att fylla i formuläret digitalt. Ladda ner programmet [här](#).

Offert Order Antal stolar _____

DINA KONTAKTUPPGIFTER

Namn _____ Epost _____ Telefonnummer _____

1 MODELL

Styrssystem Färg på sits, rygg och andra stoppdetaljer (utom armstöd):

- LiNX
- | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Plysch | <input type="checkbox"/> REAL-blå | <input type="checkbox"/> Konstläder | <input type="checkbox"/> Hygienväv | <input type="checkbox"/> Mönstrad väv | |
| <input type="checkbox"/> Grå | <input type="checkbox"/> Svart | <input type="checkbox"/> Röd | <input type="checkbox"/> Svart | <input type="checkbox"/> Grå | <input type="checkbox"/> Blå |
| <input type="checkbox"/> Marin | <input type="checkbox"/> Svart | <input type="checkbox"/> Grå | <input type="checkbox"/> Blå | | |
| <input type="checkbox"/> Vinröd | <input type="checkbox"/> Brun | <input type="checkbox"/> Brun | | | |

2 SITS

SITTPLATTA

Bredd x djup, i cm	29x32	33x35	36x39	36x43	40x39	40x43	40x48
ErgoMedic (EM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM SlowRecovery		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS SlowRecovery		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM träplatta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM träplatta antiglid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SITSTILT sits och rygg vinklas tillsammans ¹

- | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| Förbestämt intervall | Allvinkel (= ställbart) | Sitstilsreglage | Armstöd följer tilt ³ |
| <input type="checkbox"/> Utan tilt | <input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak | <input type="checkbox"/> Vev under sits baktill | <input type="checkbox"/> Ja |
| <input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak | <input type="checkbox"/> 8° fram, 15° bak | <input type="checkbox"/> Gasfjäder vid armstöd | <input type="checkbox"/> Nej |
| <input type="checkbox"/> 15° fram, 15° bak | <input type="checkbox"/> 0° fram, 23° bak ² | <input type="checkbox"/> Elektrisk | |

¹ Se avsnitt 7

² Chassiförlängare bak krävs

³ Endast sitstilt "Allvinkel" och "15° fram, 15° bak"

3 RYGG

RYGGPLATTA

Bredd x höjd, i cm	Låg					Hög						
	27x22	30x26	33x26	35x20	40x20	25x34	27x32	30x34	33x36	35x43	40x34	42x43
ErgoMedic (EM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM SlowRecovery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM Support										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS SlowRecovery				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS sidokil								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS komfort										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS sidokil komfort										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS förstärkt sidokil										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS förstärkt sidokil komfort										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS utan skulderstöd ⁴												<input type="checkbox"/>
EM PLUS utan skulderstöd, med sidokil ⁴												<input type="checkbox"/>

⁴ Endast i grå plysch

(fler ryggplattor på nästa sida)

RYGGPLATTA (FORTSÄTTNING)

Låg

Hög

39x30 45x30

39x40 45x40

Slingback (ryggstöd med ställbara ryggband)

RYGGMEKANISM

Modell

Placering reglage (endast Comfort)

 Standard

 Comfort

 Medic

 Elreglerad

 Dubbel Medic (Allvinkel krävs)

 Slingback

 Armstöd höger fram

 Armstöd vänster fram

 Armstöd höger bak

 Armstöd vänster bak

4 ARMSTÖD

ARMSTÖDSPLATTA svart gjuten / konstläder

ARMSTÖDSMEKANISM

Längd i cm	25	30	35	40	42	45	Modell
Mobil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> PLUS (ej fällbar)
ErgoMedic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Fällbar bakåt
Extra Soft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
ErgoMedic PLUS		V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H			V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H		
Hemiplegi						V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H	

5 CHASSI

LYFTOMAT FÖR SITTHÖJD

 Elreglerad sitthöjd, i cm ⁵

Brukarvikt

 Extra låg 33-48

 Låg 38-58

 Hög 46-74

 0-135 kg ⁶
⁵ Sitthöjd mätt från golv till undersida sits (utan sitstiltfunktion)

⁶ För brukarvikt över 135 kg, kontakta Mercado kundtjänst

CHASSI (6100 PLUS)

Modell

Chassiförlängare bakåt

 6-hjulig med LiNX elsystem

 Ja

 Nej

6 TILLVAL OCH ALTERNATIV UTRUSTNING

JOYSTICK

Modell	Placering	Infästning
<input type="checkbox"/> LiNX REM211	<input type="checkbox"/> Höger armstöd	<input type="checkbox"/> Paralock
<input type="checkbox"/> LiNX REM400	<input type="checkbox"/> Vänster armstöd	<input type="checkbox"/> Manöverarm lång (115 mm)
<input type="checkbox"/> LiNX REM500 + Specialjoystick	<input type="checkbox"/> I bord/bricka	<input type="checkbox"/> Manöverarm kort (95 mm)
<input type="checkbox"/> Vårdarstyrning		
Primär styrning av sittfunktioner	Specialjoystick	Alternativt joystickgrepp
<input type="checkbox"/> Via joystick	<input type="checkbox"/> Mini-joystick ⁷	<input type="checkbox"/> Halvmåne Ø50 mm
<input type="checkbox"/> Via extern knappsats LiNX	<input type="checkbox"/> Fingerstyrning	<input type="checkbox"/> Spak Ø30 x h80 mm
	<input type="checkbox"/> Vårdarstyrning	<input type="checkbox"/> Mjuk gul boll Ø30 mm
	<input type="checkbox"/> Huvudstyrning ⁷	
	<input type="checkbox"/> Heavy duty joystick ⁷	

⁷ Går ej att kombinera med REM211

BENSTÖD Justerintervall, i cm

Hel fotplatta Medic <input type="checkbox"/> S 18-24 <input type="checkbox"/> M 23-32 <input type="checkbox"/> L 28-41	Delad fotplatta Medic <input type="checkbox"/> S 18-24 <input type="checkbox"/> M 23-32 <input type="checkbox"/> L 28-41	Hel fotplatta mittmonterad <input type="checkbox"/> 30-38 (B29xD24) <input type="checkbox"/> 37-53 (B29xD24) <input type="checkbox"/> 30-38 Mini (B25xD18) <input type="checkbox"/> 37-53 Mini (B25xD18) <input type="checkbox"/> 30-38 Smal (B32xD10) <input type="checkbox"/> 37-53 Smal (B32xD10)	<input type="checkbox"/> Sarg i bakkant och på sidor av fotplatta <input type="checkbox"/> Elreglerad vinkel (0-90°) <input type="checkbox"/> Längdkompenserande elbenstöd (0-90°)	Adapter för benstöd Cross <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> Inklusive benstöd Cross
--	--	--	--	---

EXTRA STÖD Bredd x höjd, i cm

Bålstöd ⁸ <input type="checkbox"/> Rak båge <input type="checkbox"/> Svängd båge <input type="checkbox"/> Svängd och ställbar båge	Sidostöd <input type="checkbox"/> 15x8 <input type="checkbox"/> 28x8 <input type="checkbox"/> 24x14 <input type="checkbox"/> 30x16	Höftbälte (längd) <input type="checkbox"/> S 51-71 <input type="checkbox"/> M 63-83 <input type="checkbox"/> L 83-103	Fästen för bälte/sele <input type="checkbox"/> Fästen höftbälte ⁹ <input type="checkbox"/> Fästen 4-punkts bälte <input type="checkbox"/> Fästen H-sele
--	--	--	---

Nackstöd ⁸ <input type="checkbox"/> Plan 29x16 <input type="checkbox"/> Skålad 31x18 <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x23 <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x8	Nackstödsmechanism ⁸ <input type="checkbox"/> Höjdjusterbar <input type="checkbox"/> Höjd- och sidojusterbar	Knästopp <input type="checkbox"/> 15x8	Vadstöd <input type="checkbox"/> 15x13	Grenkil (bredd) <input type="checkbox"/> 11
--	---	---	---	--

⁸ Endast på hög rygg

⁹ Behövs ej om modell sitsstilt Allvinkel är vald

BATTERI-LADDARE <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej ¹⁰	DRIFTTIDS-MÄTARE <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	ÖVERDRAG <input type="checkbox"/> Rygg, plysch <input type="checkbox"/> Sits, plysch <input type="checkbox"/> Rygg, inkontinens <input type="checkbox"/> Sits, inkontinens	PÅKÖRNINGSSKYDD <input type="checkbox"/> Påkörningsydd på framhjulen	BORD/BRICKA <input type="checkbox"/> Bord 37x45 cm fällbart <input type="checkbox"/> Bord 60x45 cm fällbart <input type="checkbox"/> Bricka 45x30 cm
---	--	---	--	--

¹⁰ CE-märkning är inte giltig om produkten används med annan laddare än laddare som testats och godkänts av Mercado Medic

7 REKOMMENDATION VID FÖRSKRIVNING

Ryggmekanism Dubbel Medic bör förskrivas när:

- ... det finns risk för att det p.g.a. ofrivilliga rörelser blir stor belastning under lång tid på ryggstödet.
- ... brukaren är över 200 cm lång, sittenheten kan tiltas mer än 8° bakåt i kombination med bakåttippat bäcken och nackstöd.
- ... sittenheten kan tiltas mer än 15° bakåt och brukaren väger över 100 kg.
- ... ställbart förstärkt sittkryss, +15°/-23° väljs p.g.a. höga belastningar.
- ... spastiker eller brukare med upprepade gungande rörelser ska bruka stolen.
- ... en ryggplatta bredare än 46 cm skall sitta på stolen och tilt 15° bakåt.

KOMMENTARER