

REAL 6100 PLUS BARN/UNG



Doc.nr: 20-06080 Created: 2019-09-01

Updated: 2022-11-29

Rev: 02

1 (3)

Orderformulär - ditt stöd vid utprovning, offert och beställning

Använd *Adobe Acrobat Reader* för att fylla i formuläret digitalt. Ladda ner programmet [här](#).

Offert Order Antal stolar _____

DINA KONTAKTUPPGIFTER

Namn _____ Epost _____ Telefonnummer _____

1 MODELL

Styrssystem Färg på sits, rygg och andra stoppdetaljer (utom armstöd):

- LiNX
- | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Plysch | <input type="checkbox"/> REAL-blå | <input type="checkbox"/> Konstläder | <input type="checkbox"/> Hygienväv | <input type="checkbox"/> Mönstrad väv |
| <input type="checkbox"/> Grå | <input type="checkbox"/> Svart | <input type="checkbox"/> Röd | <input type="checkbox"/> Grå | <input type="checkbox"/> Blå |
| <input type="checkbox"/> Marin | <input type="checkbox"/> Vinröd | <input type="checkbox"/> Grå | <input type="checkbox"/> Blå | |
| <input type="checkbox"/> Brun | | | | |

2 SITS

SITTPLATTA

Bredd x djup, i cm	29x32	33x35	36x39	36x43	40x39	40x43	40x48
ErgoMedic (EM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM SlowRecovery		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS SlowRecovery		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM träplatta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM träplatta antiglid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Matchnings-tips!
(mått avser bredd på stoppdetalj, i cm)

Sits	Ryggplatta
29	23-27
33	27
36	30
40	33

SITSTILT sits och rygg vinklas tillsammans ¹

- | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| Förbestämt intervall | Allvinkel (= ställbart) | Sitstilsreglage | Armstöd följer tilt ³ |
| <input type="checkbox"/> Utan tilt | <input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak | <input type="checkbox"/> Vev under sits baktill | <input type="checkbox"/> Ja |
| <input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak | <input type="checkbox"/> 8° fram, 15° bak | <input type="checkbox"/> Gasfjäder vid armstöd | <input type="checkbox"/> Nej |
| <input type="checkbox"/> 15° fram, 15° bak | <input type="checkbox"/> 0° fram, 23° bak ² | <input type="checkbox"/> Elektrisk | |

¹ Se avsnitt 7

² Chassiförlängare bak krävs

³ Endast sitstilt "Allvinkel" och "15° fram, 15° bak"

3 RYGG

RYGGPLATTA

Bredd x höjd, i cm	Låg					Hög						
	27x22	30x26	33x26	35x20	40x20	25x34	27x32	30x34	33x36	35x43	40x34	42x43
ErgoMedic (EM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM SlowRecovery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM Support										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS SlowRecovery				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS sidokil								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS komfort										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS sidokil komfort										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS förstärkt sidokil										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS förstärkt sidokil komfort										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS utan bula												<input type="checkbox"/>
EM PLUS utan bula, med sidokil												<input type="checkbox"/>

(fler ryggplattor på nästa sida)

RYGGPLATTA (FORTSÄTTNING)

Låg

Hög

39x30 45x30

39x40 45x40

Slingback (ryggstöd med ställbara ryggband)

RYGGMEKANISM

Modell

Placering reglage (endast Comfort)

Standard

Comfort

Medic

Elreglerad

Dubbel Medic (Allvinkel krävs)

Slingback

Armstöd höger fram

Armstöd vänster fram

Armstöd höger bak

Armstöd vänster bak

4 ARMSTÖD

ARMSTÖDSPLATTA svart gjuten / konstläder

ARMSTÖDSMEKANISM

Längd i cm	25	30	35	40	42	45	Modell
Mobil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> PLUS (ej fällbar)
ErgoMedic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Fällbar bakåt
Extra Soft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
ErgoMedic PLUS		V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H			V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H		
Hemiplegi						V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H	

5 CHASSI

LYFTOMAT FÖR SITTHÖJD

Elreglerad sitthöjd, i cm ⁵

Brukarvikt

Låg 38-58

Hög 46-74

0-135 kg ⁶

⁵ Sitthöjd mätt från golv till undersida sits (utan sitstilstfunktion)

⁶ För brukarvikt över 135 kg, kontakta Mercado kundtjänst

CHASSI (6100 PLUS)

Modell

Chassiförlängare bakåt

6-hjulig med LiNX elsystem

Ja

Nej

6 TILLVAL OCH ALTERNATIV UTRUSTNING

JOYSTICK

Modell	Placering	Infästning
<input type="checkbox"/> LiNX REM211	<input type="checkbox"/> Höger armstöd	<input type="checkbox"/> Paralock
<input type="checkbox"/> LiNX REM400	<input type="checkbox"/> Vänster armstöd	<input type="checkbox"/> Manöverarm lång (115 mm)
<input type="checkbox"/> LiNX REM500	<input type="checkbox"/> I bord	<input type="checkbox"/> Manöverarm kort (95 mm)
	<input type="checkbox"/> Vårdarstyrning	
Primär styrning av sittfunktioner	Specialjoystick	Alternativt joystickgrepp
<input type="checkbox"/> Via joystick	<input type="checkbox"/> Mini-joystick ⁷	<input type="checkbox"/> Halvmåne Ø50 mm
<input type="checkbox"/> Via extern knappsats LiNX	<input type="checkbox"/> Vårdarstyrning	<input type="checkbox"/> Spak Ø30 x h80 mm
	<input type="checkbox"/> Huvudstyrning ⁷	<input type="checkbox"/> Mjuk gul boll Ø30 mm
	<input type="checkbox"/> Heavy duty joystick ⁷	<input type="checkbox"/> Kula Ø50 mm

⁷ Går ej att kombinera med REM211

BENSTÖD Justerintervall, i cm

Hel fotplatta Medic	Delad fotplatta Medic	Hel fotplatta mittmonterad	Adapter för benstöd Cross
<input type="checkbox"/> S 18-24	<input type="checkbox"/> S 18-24	<input type="checkbox"/> 20-31 (B29xD24)	<input type="checkbox"/> Höger
<input type="checkbox"/> M 23-32	<input type="checkbox"/> M 23-32	<input type="checkbox"/> 30-38 (B29xD24)	<input type="checkbox"/> Vänster
<input type="checkbox"/> L 28-41	<input type="checkbox"/> L 28-41	<input type="checkbox"/> 37-53 (B29xD24)	<input type="checkbox"/> Inklusive benstöd Cross
		<input type="checkbox"/> 20-31 (B25xD18)	<input type="checkbox"/> 23-31 cm
		<input type="checkbox"/> 30-38 Mini (B25xD18)	<input type="checkbox"/> 33-51 cm
		<input type="checkbox"/> 37-53 Mini (B25xD18)	
		<input type="checkbox"/> 30-38 Smal (B32xD10)	
		<input type="checkbox"/> 37-53 Smal (B32xD10)	

EXTRA STÖD Bredd x höjd, i cm

Bålstöd ⁸	Sidostöd	Höftbälte (längd)	Fästen för bälte/sele
<input type="checkbox"/> Rak båge	<input type="checkbox"/> 15x8	<input type="checkbox"/> S 51-71	<input type="checkbox"/> Fästen höftbälte ⁹
<input type="checkbox"/> Svängd båge	<input type="checkbox"/> 28x8	<input type="checkbox"/> M 63-83	<input type="checkbox"/> Fästen H-sele
<input type="checkbox"/> Svängd och ställbar båge	<input type="checkbox"/> 24x14	<input type="checkbox"/> L 83-103	
	<input type="checkbox"/> 30x16		

Nackstöd ⁸	Nackstödsmechanism ⁸	Knästopp	Vadstöd	Grenkil/Knädelare
<input type="checkbox"/> Plan 29x16	<input type="checkbox"/> Höjdjusterbar	<input type="checkbox"/> 16x8	<input type="checkbox"/> Medic delat	<input type="checkbox"/> Grenkil
<input type="checkbox"/> Skålad 31x18	<input type="checkbox"/> Höjd- och sidojusterbar		<input type="checkbox"/> Mittmonterat	<input type="checkbox"/> Knädelare
<input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x23			<input type="checkbox"/> 10x10	<input type="checkbox"/> 11 (bredd)
<input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x8			<input type="checkbox"/> 15x13	

⁸ Endast på hög rygg

⁹ Behövs ej om modell sitstilt Allvinkel är vald

BATTERI-LADDARE	DRIFTTIDS-MÄTARE	ÖVERDRAG	PÅKÖRNINGSSKYDD	BORD/BRICKA
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Rygg, plysch	<input type="checkbox"/> Påkörningsydd på framhjulen	<input type="checkbox"/> Bord 37x45 cm fällbart
<input type="checkbox"/> Nej ¹⁰	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Sits, plysch		<input type="checkbox"/> Bord 60x45 cm fällbart
		<input type="checkbox"/> Rygg, inkontinens		<input type="checkbox"/> Bricka 45x30 cm
		<input type="checkbox"/> Sits, inkontinens		

¹⁰ CE-märkning är inte giltig om produkten används med annan laddare än laddare som testats och godkänts av Mercado Medic

7 REKOMMENDATION VID FÖRSKRIVNING

Ryggmekanism Dubbel Medic bör förskrivas när:

- ... det finns risk för att det p.g.a. ofrivilliga rörelser blir stor belastning under lång tid på ryggstödet.
- ... brukaren är över 200 cm lång, sittenheten kan tiltas mer än 8° bakåt i kombination med bakåttippat bäcken och nackstöd.
- ... sittenheten kan tiltas mer än 15° bakåt och brukaren väger över 100 kg.
- ... ställbart förstärkt sittkryss, +15°/-23° väljs p.g.a. höga belastningar.
- ... spastiker eller brukare med upprepade gungande rörelser ska bruka stolen.
- ... en ryggplatta bredare än 46 cm skall sitta på stolen och tilt 15° bakåt.

KOMMENTARER