



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA  
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET  
MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER  
2003:11.

## REAL 6100 PLUS för barn- och vuxna med LiNX styrelektronik

LiNX styrelektronik är enkel för brukaren att använda. Bakom kulisserna jobbar det inbyggda gyrot för en ökad säkerhet och tillsammans med den automatiska synkroniseringen av drivmotorerna för en bättre körupplevelse.

Elektroniken är trådlöst programmerbar för enklare utprovningar och Anpassningar eller en snabb avläsning av elektronikens detaljerade logg.

Om ni inte hittar det ni söker för manövrering hos oss så är LiNX även fullt kompatibel med andra leverantörers manöverenheter.



**MERCADO  
MEDIC**

# Längdkompenserande elbenstöd

Art.nr: LS311110



**Längd till fotplatta**  
(från underkant sits)

20-48 cm

**Vinkel fotplatta**

-15° - +35°

**Max  
längdkompensation**

26 cm