

Begränsningar inom CE-märkning gällande Tredje parts Sittdynor och ryggdynor.

Sittdynor

För att använda tredje parts sittdynor och med bibehållen CE-märkning på Produktserie REAL 9000 PLUS, REAL 9200 Twin, REAL 6100 PLUS och REAL 6100 PLUS LiNX från Mercado Medic AB gäller nedan angivna restriktioner och begränsningar.

- Ytermått på REAL 9000 och REAL 6100 bredd Max 48 cm, djup Max 53 cm och även höjd max 12 cm. Ytermått på REAL 9200 max 72x50.
- Stoppade detaljer ska **uppfylla gällande antändlighetskrav och miljökrav.**
- Endast träplattor och Träplattor med antiglid **från Mercado Medic AB** får användas som underlagsyta
- Det går att beställa **bredare Träplattor upp till och med 55 cm bredd** från Mercado Medic som **Unik Artikel** vilket då medger bibehållen CE-märkning.
- Produkter kräver **kardborre (Velcro)** säkring mellan träplatta och sittdyna. Detta monteras enligt dynleverantörens anvisning.

Ryggdynor

För att använda tredje parts ryggdynor och med bibehållen CE-märkning på Produktserie REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS och REAL 6100 PLUS LiNX från Mercado Medic AB gäller nedan angivna restriktioner och begränsningar.

- Ytermått på rygg får max vara **bredd Max 50 cm och höjd Max 60.**
- Stoppade detaljer ska **uppfylla gällande antändlighetskrav och miljökrav.**
- **Endast ryggplattor trä och antiglid** (som special) från Mercado Medic AB får användas som underlagsyta. Produkter kräver kardborre (Velcro) säkring mellan ryggplatta och Ryggdyna. Detta monteras enligt dynleverantörens anvisning.
- Det går att **beställa unika mått** på Träplattor upp till och med **50 cm bredd och 60 cm höjd** från Mercado Medic som **Unik Artikel** vilket även det medger **bibehållen CE-märkning.**
- **För justerbara (rullstols) ryggdynor** ska dessa monteras på Mercado Medic's **Ryggmekanism Slingback**. Den finns i 4 modeller, Önskas andra mått går det att beställa som special.

804847 = 39x30, 804849 = 39x40, 804848 = 45x30 och 804850 = 45x40.

Uppfylls dessa kriterier kan CE-märkningen bibehållas på produkten och kommer att kunna återställas till originalskick utan krav på godkännande av Mercado Medic. Dock har produkten fortfarande en förväntad livslängd på max 10 år och kräver därefter en översyn enligt kapitel 6.3 i bruksanvisning för ovan nämnde produkter.