

# Mercado Medic sitthöjder REAL-stolar

Sitthöjd mätt från golv till underkant sittplatta med sits i planläge. Samtliga mått +/- 1 cm.

## REAL 9000 PLUS

REAL 9000/9300/9700 PLUS hög sitthöjd utan sitstilt	40-60 cm
REAL 9000/9300/9700 PLUS låg sitthöjd utan sitstilt	32-46 cm
REAL 9000/9300/9700 PLUS hög sitthöjd med sitstilt	41-61 cm*
REAL 9000/9300/9700 PLUS låg sitthöjd med sitstilt	33-47 cm*
REAL 9000/9300/9700 PLUS hög sitthöjd med sitstilt "allvinkel sittkryss"	42-62 cm*
REAL 9000/9300/9700 PLUS låg sitthöjd med sitstilt "allvinkel sittkryss"	34-48 cm*

**\*Ovan modeller med sits tildad max framåt mätt i framkant undertill - 6 cm från ovan mått (Sittkryss +15/-15 gr "barn" till 9300 PLUS +2cm på ovan mått sits utan sitstilt)**

REAL 9100/9400/9800 PLUS EL hög sitthöjd utan sitstilt	45-73 cm
REAL 9100/9400/9800 PLUS EL låg sitthöjd utan sitstilt	37-57 cm
REAL 9100/9400/9800 PLUS EL extra låg sitthöjd utan sitstilt	32-47 cm

REAL 9100/9400/9800 PLUS EL hög sitthöjd med sitstilt	46-74 cm*
REAL 9100/9400/9800 PLUS EL låg sitthöjd med sitstilt	38-58 cm*
REAL 9100/9400/9800 PLUS EL extra låg sitthöjd med sitstilt	33-48 cm*

REAL 9100/9400/9800 PLUS EL hög sitthöjd med "allvinkel sittkryss"	47-75 cm*
REAL 9100/9400/9800 PLUS EL låg sitthöjd med "allvinkel sittkryss"	39-59 cm*
REAL 9100/9400/9800 PLUS EL extra låg sitthöjd med "allvinkel sittkryss"	34-49 cm*

**\*Ovan modeller med sits tildad max framåt mätt i framkant undertill - 6 cm från ovan mått. (Sittkryss +15/-15 gr "barn" till 9400 PLUS EL +2cm på ovan mått sits utan sitstilt).**

Sits "ErgoMedic" ca +5 cm på ovan mått ovanpå mitt i sittgrop, +8 cm i framkant.  
Sits "ErgoMedic slow recovery" ca +9 cm på ovan mått ovanpå mitt i sittgrop, +12 cm i framkant.  
Sits "ErgoMedic PLUS" ca +5 cm på ovan mått ovanpå mitt i sittgrop, +8 cm i framkant.  
Sits "ErgoMedic PLUS slow recovery" ca +7 cm på ovan mått ovanpå mitt i sittgrop, +10 cm i framkant.  
Sits "endast träplatta" samt antiglid ca + 1,5 cm på ovan mått.

Man får därefter subtrahera hur många cm individen komprimerar sitsen beroende på kroppsform och vikt.

## REAL 9200 TWIN/EL

9200 TWIN Manuell hög sitthöjd utan sitstilt	42-62 cm
9200 TWIN Manuell låg sitthöjd utan sitstilt	34-48 cm
9200 TWIN EL hög sitthöjd utan sitstilt	44-72 cm
9200 TWIN EL låg sitthöjd utan sitstilt	36-56 cm
9200 TWIN 24V EL hög sitthöjd utan sitstilt	44-72 cm
9200 TWIN 24 V EL låg sitthöjd utan sitstilt	36-56 cm

Sits TWIN ca + 10 cm på ovan mått ovanpå mitt i sits.

Man får därefter subtrahera hur många cm individen komprimerar sitsen beroende på kroppsform och vikt.

---

## REAL 9500/9600 EL

REAL 9500 hög sitthöjd med sitstilt	51-72 cm
REAL 9500 låg sitthöjd med sitstilt	44-58 cm
REAL 9600 EL hög sitthöjd med sitstilt	55-83 cm
REAL 9600 EL låg sitthöjd med sitstilt	48-68 cm

Ovan modeller med sits tiltad "max" framåt mätt i framkant undertill - 5 cm från ovan mått

Sadelsits 36x36 cm ca +6 cm på ovan mätt ovanpå mitt i.\*

Sits Medic 40x36 cm ca +5 cm på ovan mått ovanpå mitt i sittgrop, +8 cm i framkant\*

Sits ErgoMedic 40x36 cm ca +5 cm på ovan mått ovanpå mitt i sittgrop, +12 cm i framkant\*

\*Man får därefter subtrahera hur många cm individen komprimerar sitsen beroende på kroppsform och vikt.

## REAL 6100 PLUS

REAL 6100 PLUS hög sitthöjd utan sitstilt	46-74 cm
REAL 6100 PLUS låg sitthöjd utan sitstilt	38-58 cm
REAL 6100 PLUS extra låg sitthöjd utan sitstilt	33-48 cm
REAL 6100 PLUS hög sitthöjd med sitstilt	47-75 cm*
REAL 6100 PLUS låg sitthöjd med sitstilt	39-59 cm*
REAL 6100 PLUS extra låg sitthöjd med sitstilt	34-49 cm*
REAL 6100 PLUS hög sitthöjd med sitstilt "allvinkelsittkruss"	48-76 cm*
REAL 6100 PLUS låg sitthöjd med sitstilt "allvinkelsittkruss"	40-60 cm*
REAL 6100 PLUS extra låg sitthöjd med sitstilt "allvinkelsittkruss"	35-50 cm*

***\*Ovan modeller med sits tiltad max framåt mätt i framkant undertill - 6 cm från ovan mått.***

Sits "ErgoMedic" ca +5 cm på ovan mått ovanpå mitt i sittgrop, +8 cm i framkant.

Sits "ErgoMedic slow recovery" ca +9 cm på ovan mått ovanpå mitt i sittgrop, +12 cm i framkant.

Sits "ErgoMedic PLUS" ca +5 cm på ovan mått ovanpå mitt i sittgrop, +8 cm i framkant.

Sits "ErgoMedic PLUS slow recovery" ca +7 cm på ovan mått ovanpå mitt i sittgrop, +10 cm i framkant.

Sits "endast träplatta samt antiglid" ca + 1,5 cm på ovan mått.

Man får därefter subtrahera hur många cm individen komprimerar sitsen beroende på kroppsform och vikt.

---

## REAL 2015

REAL 2015 hög sitthöjd med sitstilt	60-80 cm
REAL 2015 låg sitthöjd med sitstilt	50-70 cm

***\*Ovan modeller med sits tiltad max framåt mätt i framkant undertill - 5 cm från ovan mått.***

Sadelsits 36x36 cm ca +6 cm på ovan mått ovanpå mitt i.

Sits Medic 40x36 cm ca +5 cm på ovan mått ovanpå mitt i sittgrop, +8 cm i framkant

Sits ErgoMedic 40x36 cm ca +5 cm på ovan mått ovanpå mitt i sittgrop, +12 cm i framkant

Man får därefter subtrahera hur många cm individen komprimerar sitsen beroende på kroppsform och vikt.



MERCADO  
MEDIC

