



PROPELLER

Propeller el-förflyttningsassistent är ett tillbehör till arbetsstolarna i REAL 9000 PLUS-serien för vuxna, både manuella och elektriska. Propeller används vid horisontella förflyttningar inomhus där brukarens egna muskelstyrka inte räcker till.




PROPELLER

- + Bibehåller aktivitet då förflyttning sker både med egen kraft, och assistans av Propeller.
- + Starthjälp vid förflyttning i kök, t.ex. från matbord till diskbänk.
- + Förenklar även längre förflyttningar, t. ex. mellan olika rum, samt på mjukt underlag.
- + Behov av byte från arbetsstol till annat förflyttningshjälpmedel minskar.



PROPELLER



- + Fristående styrsystem passar alla REAL 9000 PLUS-modeller för vuxna, oavsett generation av styrsystem.
- + Borstlös drivmotor för lång livslängd och kompakt utförande.
- + Elbromsfunktion som tillval i 4 st utföranden (nyhet Augusti 2025) artnr 805720, 805721, 805722 alt 805723. Förbättrar framkomlighet, speciellt vid trånga passager. Mycket enkel att manövrera.

Artikelnummer PA1010

**– Propeller el-förflyttningsassistans för stativ 9000
PLUS 48**



PROPELLER