



BYTE AV LÅSSPAKAR M6X20 OCH M6X12

ECR(s): S10503



Sammanfattning

Artiklar **803013 – Låsspak Plus M6x20 (braga, gummerad)** och **803012 - Låsspak Plus M6x12 (braga gummerad)** utgår och ersätts med uppgraderade versioner för förbättrad hållbarhet och funktionalitet.

Artikelnummer som påverkas

800839	Ryggstolpe Std.Cla. Låg rygg (Runt klämförband)
801721	Magstolpe f magstödsstolar
801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoM Låg rygg
801928	Ryggstolpe Medic ErgoM S Låg rygg
BRM1400	Medic ryggmek Låg rygg Dj200/H240 mm Ryggregl H bak
BRM1500	Medic ryggmek Extra Låg rygg Dj155/H200 mm Ryggregl H bak
BRM1600	Medic ryggmek Låg rygg Dj155/H240 mm Ryggregl H bak
BRM1700	Medic ryggmek Låg rygg Dj155/H340 mm Ryggregl H bak
BRM1800	Medic ryggmek Extra Låg rygg Dj112/H200 mm Ryggregl H bak
BRM1900	Medic ryggmek Låg rygg Dj112/H240 mm Ryggregl H bak

Artikelnummer som utgår

803012	Låsspak Plus M6x12 (Braga gummerad)
803013	Låsspak Plus M6x20 (braga gummerad)

Nya artikelnummer

805739	Spak ställbar M6x15
805740	Spak ställbar M6x20

Bakgrund

De nuvarande spakarna utgår. Syftet med ändringen är att förbättra artiklarnas livslängd, funktionalitet och tillförlitlighet.

Detaljer kring ändringen

De nya låsspakarna är tillverkade helt i metall, vilket ger högre hållfasthet och förbättrad prestanda jämfört med de tidigare varianterna med gummerat grepp.

Artikelnummer (803013, 803012) utgår och ersätts av 805739 och 805740.

Planerad tidpunkt för införande

Omgående med reservation för lagersaldo.

Kompatibilitet

Ändringen påverkar inte kompatibiliteten.

Påverkan på kända risker

Ingen påverkan på kända risker.

Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta vår produktchef Ronny Fogelqvist.

Kontaktuppgifter:

+46 708 27 96 14

ronny.fogelqvist@mercado.se



REPLACEMENT OF LOCKING LEVERS M6X20 AND M6X12

Information about changes in Mercado Medic's products or services.

ECR(s): S10503



Summary

Articles **803013 – Locking Lever Plus M6x20 (braga, rubber-coated)** and **803012 – Locking Lever Plus M6x12 (braga, rubber-coated)** are being discontinued and replaced with upgraded versions to improve durability and functionality.

800839	Backrest pole Std Cla.Low backrest (round clamp connect)
803013	Lock lever Plus M6x20 (Braga rubberized)
801088	Back Pole Medic/Comfort ErgoM Low Back
801928	Back Pole Medic ErgoM S Low Back
BRM1400	Medic Backrest Mech Low Back De200 / H240 mm, Rear back
BRM1500	Medic Backrest Mech Extra Low Back De155 / H200 mm, Rear back

BRM1600	Medic Backrest Mech Low Back De155 / H240 mm, Rear back
BRM1700	Medic Backrest Mech Low Back De155 / H340 mm, Rear back
BRM1800	Medic Backrest Mech Extra Low Back De112 / H200 mm, Rear back
BRM1900	Medic Backrest Mech Extra Low Back De112 / H240 mm, Rear back
BRM2000	Medic Backrest Mech Extra Low Back De112 / H340 mm, Rear back
803131	Stomach Pole for REAL 95/96 chair (Round clamp)

Blocked Articles

803012	Locking Lever Plus M6x12 (braga, rubber-coated)
803013	Locking Lever Plus M6x20 (braga, rubber-coated)

New Articles

805739	Locking Lever M6x15
805740	Locking Lever M6x20

Background

The current levers will be replaced. The purpose of this change is to improve the product's lifespan, functionality, and reliability.

Description of the change

The new locking levers are made entirely of metal, offering higher strength and improved performance compared to the previous versions with a rubber-coated grip.

Article numbers 803013 and 803012 are blocked in the system and replaced by 805739 and 805740.

Estimated time for implementation

Immediate delivery, with reservation for stock levels.

Compatibility

The new lever does not affect the interface or compatibility in existing applications.

Safety information

No new risks have been identified as a result of this change.

Questions

If you have any questions, please contact our Product Manager Ronny Fogelqvist.

Contact Information:

+46 708 27 96 14

ronny.fogelqvist@mercado.se

