

Begränsningar inom CE-märkning gällande Tredje parts Sittdynor och Ryggdynor

För att använda tredje parts sittdynor och ryggdynor med bibehållen CE-märkning på produktserie REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS och REAL 6100 PLUS LiNX från Mercado Medic AB gäller nedan angivna begränsningar vid montering.

Sittdynor

- Yttermått på REAL 9000 och REAL 6100: max bredd 48 cm, max djup 53 cm och max höjd 12 cm.
Yttermått på REAL 9200: max bredd 72 cm och max djup 50 cm.
- Stoppade detaljer ska uppfylla gällande antändlighetskrav och miljökrav.
- Endast träplattor och träplattor med antiglid från Mercado Medic AB får användas som underlagsyta.
- Det går att beställa bredare träplattor upp till och med 55 cm bredd från Mercado Medic som Unik artikel vilket då medger bibehållen CE-märkning.
- Produkter kräver kardborresäkring (Velcro) mellan träplatta och sittdyna, som ska monteras enligt dynleverantörens anvisning.

Ryggdynor

- Yttermått på ryggdyna får vara max bredd 50 cm och max höjd 60 cm.
- Stoppade detaljer ska uppfylla gällande antändlighetskrav och miljökrav.
- Endast träplattor och träplattor med antiglid från Mercado Medic AB får användas som bas.
- Produkter kräver kardborresäkring (Velcro) mellan träplatta och ryggdyna, som ska monteras enligt dynleverantörens anvisning.
- Det går att beställa unika mått på träplattor upp till och med 50 cm bredd och 60 cm höjd från Mercado Medic som Unik artikel vilket även det medger bibehållen CE-märkning.
- Kompletta ryggsystem inklusive bärande konstruktion från tredje part får användas efter kontroll och godkännande av Mercado Medic AB.
- Justerbara (rullstols) ryggdynor med klämringar, ska monteras på Mercado Medics ryggmekanism Slingback, som finns i 4 modeller.
804847 = 39x30, 804849 = 39x40, 804848 = 45x30 och 804850 = 45x40
Önskas andra mått går det att beställa som Unik artikel.

Uppfylls ovan kriterier kan CE-märkningen bibehållas på produkten, vilket innebär att produkten kommer att kunna återställas till originalskick utan krav på godkännande av Mercado Medic.

Dock har produkten fortfarande en förväntad livslängd på max 10 år, och kräver därefter en översyn enligt kapitel 6.3 i bruksanvisning för ovan nämnda produkter.